

# EUROGLIDER

Vor Gebrauch Anweisungen lesen / Lees de instructies voor gebruik / Lires les instructions avant utilisation

CE  
0120

## EN

Euroglider condoms are made of high quality natural rubber latex, smooth surface, natural colour, reservoir ended and lubricated with non-medicated lubricant. When used in accordance with manufacturer's instruction, condoms are an effective form of contraception. However, no method of contraception can provide 100% protection. If used properly, latex condoms will help to reduce the risk of transmission of HIV infection (AIDS) and many other sexually transmitted diseases, including chlamydia infection, genital herpes, genital warts, gonorrhoea, hepatitis B and syphilis. Nominal width: 53 ± 2 mm.

### Precaution and Warnings

- The condom is for single use only.
- Do not use oil-based lubricants, such as petroleum jelly, massage oil, baby oil, body lotion, butter, etc. which can damage condoms. So can some medicines that are applied to penis or vagina. Consult your doctor or pharmacist if it is safe to use these medicines with condoms.
- If experience irritations, discontinue use of the latex condoms and get advice from your doctor.
- Seek medical assistance, at least within 72h, should a condom leak or burst during use.
- If the individual foil is obviously damaged, discard the condom.
- Store in a cool, dry place away from heat and direct sunlight.
- Stop and check if the condom is slipping off or tighten excessively onto the penis, because this may lead to breakage.

### Instruction for Use

STEP 1: Check the expiry date before usage. Tear along one side of the foil, be sure not to rip the condom. Carefully handle the condom as it can be damaged by fingernails, jewellery etc.

STEP 2: Put the condom on after the penis is fully erect, before there is any contact between the penis and your partners body. This helps to prevent pregnancy and transmission of STIs. Air trapped inside a condom, could cause it to break. To avoid this, squeeze the tip of the condom. Be sure that the roll is on the outside and place the condom over the erect penis. While still squeezing the tip, use your other hand to unroll the condom gently pressing air out towards the base of the penis.

STEP 3: Soon after ejaculation, while the penis is still erect, hold the condom firmly in place at the base of the penis as you withdraw, so that the condom does not slip.

STEP 4: Wrap the used condom in a tissue and dispose into a waste bin. Do not flush it down the toilet.

**Caution: This condom is made of natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock. If user is allergic for latex.**

## ES

Los condones Euroglider están hechos de látex natural de alta calidad, cuentan con: superficie lisa, color natural, son lubricados con lubricante no medico y vienen en paquetes totalmente sellados.

Usándolos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los condones son anticonceptivos. Sin embargo, ningún método de anticonceptivo puede proporcionar protección al 100%.

Si se usan adecuadamente, los condones de látex ayudarán a reducir el riesgo de transmisión del VIH (SIDA) y muchas otras enfermedades de transmisión sexual, incluyendo: clamidia, herpes genital, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis. Ancho nominal: 53 ± 2 mm.

### Precauciones y advertencias

- El condón es para un solo uso.
- No utilice lubricantes a base de aceite, como vaselina, aceite de masaje, aceite de bebé, loción de cuerpo, mantequilla, etc. ya que pueden dañar el preservativo, también lo pueden hacer algunos medicamentos que se aplican al pene o la vagina. Consulte a su médico o farmacéuta si es seguro usar estos medicamentos con condones.
- Si experimenta irritaciones, suspenda el uso de los condones de látex y obtenga asesoría de su médico.
- Busque asistencia médica, por lo menos dentro de las próximas 72 h, si un condón se derrama o estalla durante el uso.
- Si la empaque individual está seriamente dañado, deseche el condón.
- Almacene en un lugar fresco y seco, lejos del calor y de la luz directa del sol.
- Deténgase y compruebe si el condón se desliza o se ajusta adecuadamente sobre el pene ya que esto puede conducir a una ruptura.

### Instrucciones de uso

PASO 1: Compruebe la fecha de caducidad antes del uso. Rasgue a lo largo de un lado del empaque, asegúrese de no rasgar el condón. Cuidadosamente maneje el condón, ya que puede ser dañado por uñas, joyas, etc.

PASO 2: Ponga el condón después de que el pene esté completamente erecto, antes de que haya algún contacto entre el pene y el cuerpo de su pareja. Esto ayuda a prevenir el embarazo y la transmisión de las ITS. El aire atrapado dentro del condón podría causar que este se rompa. Para evitar esto, apriete la punta del condón. Asegúrese de que el anillo (base) está en el exterior y coloque el condón sobre el pene erecto. Mientras sigue apretando la punta, use la otra mano para desenrollar el condón presionando suavemente hacia fuera, con dirección a la base del pene.

PASO 3: Poco después de la eyaculación, mientras el pene está todavía erguido, mantenga el condón firmemente en la base del pene a medida que se retira, de modo que el condón no se deslice.

PASO 4: Envuelva el condón usado en un pañuelo o papel higiénico y deposítelo en un contenedor de basura. No lo vacíe en el inodoro.

**Precaución: Este condón está hecho de caucho de látex natural que puede causar reacciones alérgicas incluyendo choque anafiláctico. Si el usuario es alérgico al látex.**



ASHA International  
Seinhuiswachter 1-3, 3034 KH  
Rotterdam, The Netherlands



Last updated August 2018. Read instructions before use.  
C07011-V1835

Standard EN ISO 4074:2015  
100% Electronically Tested  
Nominal Width: 53 ± 2mm



keep dry



keep away from sunlight



do not reuse



contains natural rubber latex



do not use if package is damaged

8

714777

000119